

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD82 Humain Pour Cytométrie En Flux - P27701

Numéro d'article: CM0008373



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD82 humain conjugué à l'validé pour la cytométrie en flux. Cible le suppresseur de métastase KAI1 (TSPAN27), impliqué dans l'adhésion cellulaire, la signalisation et la modulation immunitaire. Idéal pour la recherche en oncologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD82 humain
Remarques / Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3732
GeneID	3732
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-267 du CD82 humain (NP_002222.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27701
Poids de la protéine	27kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace