


Lapin Anti-Humain Cd84 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q9Uib8

Numéro d'article: CM0005757



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD84 humain (SLAMF5), validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 22-225) détectant le CD84 humain ; adapté pour les études sur les cellules immunitaires, y compris l'analyse des cellules NK, des cellules T, des cellules B et des cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD84 mAb
Remarques/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécule CD84
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-225 du CD84 humain (NP_001171808.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UIB8
Poids de la protéine	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace