


Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Humain Cd84 Pour Fc - Q9Uib8

Numéro d'article: CM0004257



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD84 humain (SLAMF5). Validé pour des applications en cytométrie en flux (FC) sur des échantillons humains. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et les études de fonction du CD84.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD84 mAb
Remarques / Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; molécule CD84
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8832
GeneID	8832
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-225 du CD84 humain (NP_001171808.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UIB8
Poids de la protéine	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace