


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd84 Conjugué À Pour If/Icc Et Fc - Q9Uib8

Numéro d'article: CM0011319



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD84 conjugué à pour IF/ICC et FC. Détecte le CD84 humain (SLAMF5), un récepteur de la famille SLAM, dans les cellules hématopoïétiques. Idéal pour l'identification des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD84 conjugué à
Remarques/Alias	CD84 ; LY9B ; SLAMF5 ; hCD84 ; mCD84 ; molécule CD84
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-225 du CD84 humain (NP_001171808.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UIB8
Poids moléculaire de la protéine	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace