

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd85D/E/I/J Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0010669



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD85d humain (LILRB2) et présentant une réactivité croisée avec CD85e/i/j. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps est idéal pour la recherche sur la tolérance immunitaire et les récepteurs du CMH de classe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD85d/e/i/j conjugué à
Remarques/Alias	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
Espèce	Humain
GeneID	10288/11026/11024/10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-461 du CD85d humain (NP_001074447.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Poids moléculaire protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace