

Mab Lapin Anti-Cd85D/Ilt4 Humain Pour Fc - Q8N423

Numéro d'article: CM0009000



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD85d/ILT4 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît un large spectre d'antigènes du CMH de classe I. Idéal pour les études sur la tolérance immunitaire, l'interface materno-fœtale et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD85d/ILT4 humain
Remarques/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10288
GeneID	10288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-461 du CD85d humain (NP_001074447.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N423
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sachet de glace