

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd85D/Ilt4 Pour Cytométrie En Flux - Q8N423

Numéro d'article: CM0004544



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD85d/ILT4 conjugué à l', destiné à la cytométrie en flux. Il reconnaît la protéine humaine LILRB2, un récepteur pour les antigènes du CMH de classe I impliqué dans la tolérance immunitaire. Validé pour la cytométrie en flux (FC), réagit de manière croisée avec l'espèce humaine. Poids moléculaire : 65 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD85d/ILT4
Remarques / Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10288
GenelD	10288
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N423
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace