

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd85l/j Humain Pour Cytométrie En Flux - O75019 / Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0010127

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à , dirigé contre CD85i/j humain (LILRA1/LILRB1), validé pour la cytométrie en flux. Cible les récepteurs immunitaires exprimés sur les monocytes et les lymphocytes B, idéal pour l'immunophénotypage et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD85i/j humain
Remarques/alias	LIR6 ; CD85l ; LIR-6 ; CD85J ; ILT-2 ; ILT2 ; LIR-1 ; LIR1 ; MIR-7 ; MIR7 ; PIR-B ; PIRB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11024/10859
GeneID	11024/10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17 à 461 de CD85i humain (NP_006854.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75019/Q8NHL6
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace