

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd85l/j Pour Cytométrie En Flux - O75019/Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0012700

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD85i/j humain (LILRA1/LILRB1). Validé pour la cytométrie en flux, il reconnaît les antigènes humains natifs. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et les études des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD85i/j
Remarques/Alias	LIR6; CD85i; LIR-6; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11024/10859
Identifiant du gène	11024/10859
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75019/Q8NHL6
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sachet de glace