


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd85J/Ilt2 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0011150



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD85j/ILT2 humain (LILRB1) pour la cytométrie en flux. Reconnaît un large spectre de molécules du CMH de classe I ; idéal pour étudier la régulation des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD85j/ILT2 conjugué
Remarques/Alias	ILT2 ; LIR1 ; MIR7 ; PIRB ; CD85J ; ILT-2 ; LIR-1 ; MIR-7 ; PIR-B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10859
Identifiant du gène	10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-458 du CD85j/ILT2 humain (NP_006660.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHL6
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa / 70 kDa / 71 kDa
Expédition	Sac de glace