


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD85J/Il2 Humain Pour Fc - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0009508



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD85j/ILT2 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible la LILRB1 humaine, un récepteur inhibiteur du CMH de classe I exprimé sur les cellules immunitaires, permettant les études sur la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD85j/ILT2 humain
Remarques / Alias	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10859
GeneID	10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-458 de CD85j/ILT2 humain (NP_006660.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHL6
Poids de la protéine	49kDa/70kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace