


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd85J/Ilt2 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0006070



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique du CD85j/ILT2 humain (LILRB1). Conçu pour la cytométrie en flux, il cible le récepteur inhibiteur reconnaissant les antigènes de classe I du CMH. Utile pour l'analyse des sous-populations de cellules immunitaires et les tests fonctionnels.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-humain CD85j/ILT2 conjugué                                                                                      |
| Remarques/Alias                  | ILT2 ; LIR1 ; MIR7 ; PIRB ; CD85J ; ILT-2 ; LIR-1 ; MIR-7 ; PIR-B                                                                 |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                            |
| Identifiant du gène              | 10859                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-458 du CD85j/ILT2 humain (NP_006660.4). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                             |
| Application                      | Cytométrie en flux (FC)                                                                                                           |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                            |
| SWISS                            | Q8NHL6                                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 49 kDa / 70 kDa / 71 kDa                                                                                                          |
| Expédition                       | Glacière                                                                                                                          |