


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd85j/Ilt2 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0012115



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD85j/ILT2 humain (LILRB1), conjugué à pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la signalisation des points de contrôle immunitaires, de la régulation des cellules NK, des cellules T et des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD85j/ILT2 conjugué
Remarques/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10859
GeneID	10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-458 du CD85j/ILT2 humain (NP_006660.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHL6
Poids moléculaire de la protéine	49kDa/70kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace