


Lapin Anti-Humain Cd87/Plaur Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q03405

Numéro d'article: CM0004374



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD87/PLAUR humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur de l'urokinase impliqué dans la migration cellulaire et le remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD87/PLAUR mAb
Remarques/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; activateur du plasminogène, récepteur de l'urokinase
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5329
GeneID	5329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-303 du CD87/PLAUR humain (NP_002650.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03405
Poids de la protéine	31kDa/32kDa/36kDa
Expédition	Sac de glace