


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd87/Plaur Humain Pour Cytométrie En Flux - Q03405

Numéro d'article: CM0011225



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD87/PLAUR humain (uPAR), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la migration cellulaire, de l'adhésion et du remodelage de la matrice extracellulaire médiés par le récepteur de l'urokinase dans la recherche sur le cancer et l'homéostasie tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD87/PLAUR humain
Remarques/Alias	PLAUR ; CD87 ; U-PAR ; UPAR ; URKR ; activateur du plasminogène, récepteur de l'urokinase
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5329
ID du gène	5329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 303 de CD87/PLAUR humain (NP_002650.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q03405
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa/32 kDa/36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant