


Lapin Anti-Humain Cd87/Plaur Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q03405

Numéro d'article: CM0005244



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD87/PLAUR humain (récepteur de l'activateur du plasminogène de type urokinase), validé pour la cytométrie en flux. Permet l'étude de l'uPAR de surface cellulaire dans la protéolyse, l'adhésion et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD87/PLAUR mAb
Remarques/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; activateur du plasminogène, récepteur de l'urokinase
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5329
GenelD	5329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-303 du CD87/PLAUR humain (NP_002650.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q03405
Poids Protéique	31kDa/32kDa/36kDa
Expédition	Sac de glace