


Lapin Anti-Humain Cd89 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P24071

Numéro d'article: CM0012692



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD89 humain (FcalphaR). Immunogène recombinant, validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit de manière croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche et le développement de diagnostics IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD89 mAb
Remarques/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2204
GeneID	2204
Immunogène	Protéine recombinante du CD89 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P24071
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace