


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd89 Pour Fc - P24071

Numéro d'article: CM0012544



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD89 humain (FcalphaRI) pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons humains. Numéro d'accès UniProt : P24071. Adapté à la recherche sur les cellules myéloïdes et les récepteurs immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD89 mAc
Remarques / Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2204
Identifiant du gène	2204
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-227 du CD89 humain (NP_001991.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24071
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace