


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD89 Humain Pour Fc - P24071

Numéro d'article: CM0004381



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD89 humain conjugué à l' destined à la détection par cytométrie en flux du récepteur Fc de l'IgA (FCAR) sur les cellules immunitaires humaines. Haute spécificité, immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	mAb lapin anti-CD89 humain
Remarques / Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2204
Identifiant du gène	2204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-227 de la protéine humaine CD89 (NP_001991.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24071
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet de glace