

Lapin Anti-Humain Cd8B Anticorps Monoclonal Pour Fc - P10966

Numéro d'article: CM0011931

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD8b humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'immunophénotypage des cellules T et aux tests fonctionnels.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD8b mAb
Remarques/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 du CD8b humain (NP_004922.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10966
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace