

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8B Humain Pour Cytométrie En Flux - P10966

Numéro d'article: CM0006081

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD8b humain, validé pour la cytométrie en flux. Le CD8b est un corécepteur des lymphocytes T impliqué dans la reconnaissance du CMH de classe I et l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. Idéal pour le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD8b
Remarques / Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	926
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 du CD8b humain (NP_004922.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10966
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace