


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd9 Pour Fc - P21926

Numéro d'article: CM0006236



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD9 validé pour la cytométrie en flux, ciblant la tétraspanine CD9 de 25 kDa (P21926). Idéal pour les études sur les cellules immunitaires et les exosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD9
Remarques / Alias	MIC3 ; MRP-1 ; BTCC-1 ; DRAP-27 ; TSPAN29 ; TSPAN-29
Espèce	Humain
ID du gène	928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de CD9 humain (NP_001760.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21926
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac isotherme