


Lapin Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd9 () Pour Cytométrie En Flux - P21926

Numéro d'article: CM0012670



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirect dirigé contre le CD9 humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible la tétraspanine CD9 (TSPAN29) impliquée dans l'adhésion cellulaire, la fusion spermatozoïde-ovocyte, l'activation plaquettaire et la métastase tumorale. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human CD9 mAb
Remarques/Alias	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	928
ID de gène	928
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-228 du CD9 humain (NP_001760.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21926
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace