


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd9 Humain Pour Cytométrie En Flux - P21926

Numéro d'article: CM0010455



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD9 humain (TSPAN29), validé pour la cytométrie en flux. Convient aux recherches sur l'adhésion cellulaire, l'activation plaquettaire et les métastases tumorales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin anti-CD9 humain                                                                                                                    |
| Remarques/alias      | MIC3 ; MRP-1 ; BTCC-1 ; DRAP-27 ; TSPAN29 ; TSPAN-29                                                                                            |
| Espèce               | Homme                                                                                                                                           |
| ID du gène (humain)  | 928                                                                                                                                             |
| ID du gène           | 928                                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 du CD9 humain (NP_001760.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                           |
| Application          | FC                                                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Homme                                                                                                                                           |
| SWISS                | P21926                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 25 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                    |