

Mab Lapin Anti-Homme CD90/Thy1 Pour Fc - P04216

Numéro d'article: CM0004204

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la glycoprotéine membranaire CD90/Thy1 humaine. Validé pour la cytométrie en flux. Utile pour la recherche en neurosciences et immunologie nécessitant la détection de cet antigène de surface cellulaire ancré par GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Homme CD90/Thy1
Remarques / Alias	CD90; CDw90
Espèce cible	Homme
GeneID (Homme)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 de la CD90/Thy1 humaine (NP_006279.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P04216
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace