

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd90/Thy1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P04216

Numéro d'article: CM0009636

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD90/Thy1 humain (Swiss-Prot P04216), validé pour la cytométrie en flux. Convient aux études sur la glycoprotéine de la membrane cellulaire impliquée dans la synaptogenèse et les interactions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-CD90/Thy1 humain
Remarques/Alias	CD90, CDw90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 du CD90/Thy1 humain (NP_006279.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04216
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace