


Lapin Anti-Humain Cd93 Mab Pour Fc - Q9Npy3

Numéro d'article: CM0009018



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD93 pour les applications de cytométrie en flux (FC). Validé pour des échantillons humains, cet anticorps cible le récepteur de la composante du complément C1q, idéal pour l'étude de la phagocytose et de la fonction des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD93 mAb
Remarques/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-580 du CD93 humain (NP_036204.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NPY3
Poids moléculaire	69kDa
Expédition	Sac de glace