

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd93 Humain Pour Cf - Q9Npy3

Numéro d'article: CM0009729



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD93 humain, conjugué à I', est validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'expression de CD93 dans les cellules endothéliales et myéloïdes. Poids moléculaire prédit de 69 kDa (UniProt Q9NPY3).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD93 humain
Remarques / Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	22918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-580 de CD93 humain (NP_036204.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NPY3
Poids moléculaire de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace