

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD93 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Npy3

Numéro d'article: CM0010112



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'indigé contre le CD93 humain pour cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, il cible le récepteur de la complément C1q, soutenant la recherche sur la phagocytose, l'angiogenèse et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD93 humain
Remarques/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22918
GeneID	22918
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-580 du CD93 humain (NP_036204.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NPY3
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace