

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd94 Conjugué À L'pour Fc - Q13241

Numéro d'article: CM0011172



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', spécifique du CD94 humain (KLRD1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des sous-populations de cellules NK et T, de la régulation des points de contrôle immunitaires et des interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD94 mAb
Remarques/Alias	KLRD1 ; CD94 ; antigène des cellules tueuses naturelles CD94
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3824
Immunogène	Protéine recombinante du CD94 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13241
Poids de la protéine	17kDa/20kDa
Expédition	Sac de glace