

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd94 Conjugué À L'pour Cytométrie En Flux - Q13241

Numéro d'article: CM0005894



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD94 humain (KLRD1), conjugué à l', pour cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur CD94 des cellules NK et T, impliqué dans la discrimination soi/non-soi immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD94 mAb
Remarques/Alias	CD94
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3824
GeneID	3824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du CD94 humain (NP_002253.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13241
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace