

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd94 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q13241

Numéro d'article: CM0004778



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué dirigé contre le CD94 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules NK et T dans les études d'immuno-oncologie et de maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb Lapin anti-Humain CD94                                                                                                 |
| Remarques/Alias                  | CD94                                                                                                                       |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                     |
| ID de gène                       | 3824 (Humain)                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du CD94 humain (NP_002253.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                      |
| Application                      | Cytométrie en flux (FC)                                                                                                    |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                     |
| SWISS                            | Q13241                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 21 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                               |