

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd96/Tactile Pour Cytométrie En Flux - P40200

Numéro d'article: CM0009994



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CD96 (TACTILE) pour la cytométrie en flux. Immunogène protéique recombinant. Réactivité croisée avec des échantillons humains. Masse moléculaire : 65 kDa. Idéal pour l'étude de l'adhésion des lymphocytes T et des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD96/TACTILE
Remarques / Alias	TACTILE
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène	10225
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 25 et 519 de la protéine CD96/TACTILE humaine (NP_937839.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40200
Masse de la protéine	65 kDa
Expédition	Sachet de glace