

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme Cd96/Tactile Pour Cytométrie En Flux - P40200

Numéro d'article: CM0008167



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD96/TACTILE conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 25-519). Idéal pour les études d'adhésion des cellules immunitaires et la recherche sur les cellules NK/T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme CD96/TACTILE mAb
Remarques/Alias	TACTILE
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10225
GeneID	10225
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence au sein des acides aminés 25-519 de la protéine CD96/TACTILE humaine (NP_937839.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40200
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace