


Lapin Anti-Humain Cd97 Mab Pour Fc - P48960

Numéro d'article: CM0006065



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD97 pour cytométrie en flux, réagit avec le CD97 humain. Utile pour les études d'adhésion et de migration des leucocytes. Reconnaît le domaine extracellulaire, 92kDa, SWISS P48960.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD97 mAb
Remarques/Alias	CD97; TM7LN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	976
GeneID	976
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-398 du CD97 humain (NP_510966.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48960
Poids moléculaire	92kDa
Expédition	Sac de glace