


Mab Anti-Cd97 Humain De Lapin Pour Fc - P48960

Numéro d'article: CM0005695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD97 humain (ADGRE5) pour la cytométrie en flux. Impliqué dans l'adhésion et la migration des leucocytes ; largement exprimé sur les cellules hématopoïétiques. Adapté à la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD97 humain de lapin
Remarques / Alias	CD97 ; TM7LN1
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	976
GeneID	976
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48960
Poids de la protéine	81 kDa / 86 kDa / 92 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace