

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd97 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P48960

Numéro d'article: CM0012783



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant le CD97 humain (ADGRE5). Conjugué à l' pour l'immunofluorescence directe, idéal pour l'analyse par cytométrie en flux des cellules hématopoïétiques et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD97 humain
Remarques/Alias	ADGRE5 ; CD97 ; TM7LN1 ; antigène CD97
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	976
ID du gène	976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 398 du CD97 humain (NP_510966.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P48960
Poids de la protéine	81 kDa/86 kDa/91 kDa
Expédition	Poche de glace