

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd97 Humain Pour Cytométrie En Flux - P48960

Numéro d'article: CM0011452



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD97 humain (ADGRE5), un récepteur GPCR d'adhésion des leucocytes. Validé pour la cytométrie en flux afin d'étudier la migration des leucocytes, l'inflammation et la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD97 humain monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CD97 ; TM7LN1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 398 du CD97 humain (NP_510966.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P48960
Poids de la protéine	81 kDa/86 kDa/92 kDa
Expédition	Sac de glace