

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd98 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P08195

Numéro d'article: CM0010357



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD98 humain (SLC3A2) pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier le transport des acides aminés, la signalisation des intégrines et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD98
Remarques/Alias	4F2 ; CD98 ; MDU1 ; 4F2HC ; 4T2HC ; NACAE ; CD98HC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6520
Identifiant du gène	6520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-630 du CD98 humain (NP_002385.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08195
Poids moléculaire de la protéine	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Expédition	Glacière