


Lapin Anti-Humain Cd99 Mab Pour Fc - P14209

Numéro d'article: CM0005616



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD99 conjugué à l'(clone MIC2/HBA71) validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD99 humain (P14209, 19kDa). Convient aux études sur l'adhésion des lymphocytes T et l'extravasation des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD99 mAb
Remarques/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4267
ID de gène	4267
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-123 du CD99 humain (NP_002405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids moléculaire de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace