


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd99 Humain Conjugué Pour If/Icc Et Fc - P14209

Numéro d'article: CM0010239



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD99 humain (MIC2) pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Outil validé pour l'étude de l'adhésion des lymphocytes T et de l'extravasation des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD99 humain
Remarques/Alias	MIC2 ; HBA71 ; MIC2X ; MIC2Y ; MSK5X
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4267
Identifiant du gène	4267
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 123 du CD99 humain (NP_002405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace