


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd99 Pour If/Icc, Fc - P14209

Numéro d'article: CM0004963



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD99 humain, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Le CD99 (MIC2) joue un rôle dans l'adhésion des cellules T et la transmigration des leucocytes. Convient pour l'analyse d'échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD99
Remarques/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4267
ID de gène	4267
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-123 du CD99 humain (NP_002405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace