

Anticorps Monoclonale De Lapin Anti-Humain Cda Pour Cytométrie De Flux (Intracellulaire) - P32320

Numéro d'article: CM0010884



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la Cytidine désaminase humaine (CDA/CDD) pour la cytométrie de flux intracellulaire. Réagit avec la CDA humaine, l'immunogène couvre les acides aminés 1 à 146. Idéal pour l'étude du métabolisme des nucléotides et de la biologie des granulocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de Lapin anti-Humain CDA
Remarques / Alias	CDD
Espèce	Humain
Identifiant Gène (Humain)	978
Identifiant Gène	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32320
Poids Protéique	16 kDa
Expédition	Sachet isotherme