

Lapin Anti-Humain Cda Anticorps Monoclonaux Pour Fc (Intra) - P32320

Numéro d'article: CM0004512



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre la CDA humaine (CDD), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte une protéine de 16 kDa, réagit de manière croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche sur la cytidine désaminase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CDA mAb
Remarques/Alias	CDD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	978
ID de gène	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32320
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace