

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cda Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P32320

Numéro d'article: CM0010067



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la cytidine désaminase humaine (CDA/CDD) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur des échantillons humains, il permet la détection de la CDA, une enzyme dépendante du zinc de 16 kDa fortement exprimée dans les granulocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CDA humain
Remarques/Alias	CDD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32320
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace