

Lapin Anti-Humain Cdcp1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q9H5V8

Numéro d'article: CM0009209

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CDCP1 humain (CD318, TRASK) pour la cytométrie en flux. Impliqué dans la recherche sur l'adhésion cellulaire, la métastase et les cellules souches leucémiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CDCP1 mAb
Remarques/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64866
ID de gène	64866
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H5V8
Poids de la protéine	37kDa/72kDa/92kDa
Expédition	Sac de glace