

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Ceacam5/Cd66E Pour Fc - P06731

Numéro d'article: CM0004601

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CEACAM5/CD66e humain (CEA). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec l'humain. Immunogène : protéine recombinante (aa 35-685). Idéal pour les études sur le cancer et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CEACAM5/CD66e
Remarques/Alias	CEA ; CD66e
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1048
GeneID	1048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-685 du CEACAM5/CD66e humain (NP_004354.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06731
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace