

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ceacam5/Cd66E Humain Pour Cf - P06731

Numéro d'article: CM0004815



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CEACAM5/CD66e humain pour cytométrie en flux. Il reconnaît la CEACAM5 humaine (CEA/CD66e), une glycoprotéine de surface cellulaire de 77 kDa, marqueur tumoral et molécule d'adhésion cellulaire. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CEACAM5/CD66e humain
Remarques / Alias	CEA ; CD66e
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1048
GeneID	1048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-685 de la CEACAM5/CD66e humaine (NP_004354.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06731
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace