

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Ceacam6 Conjugué Pour Fc - P40199

Numéro d'article: CM0009833



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CEACAM6 humain (CD66c) pour applications en cytométrie en flux. Le CEACAM6 joue un rôle dans l'adhésion cellulaire et la progression tumorale ; cet anticorps convient à la recherche en oncologie et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CEACAM6
Remarques/Alias	NCA ; CEAL ; CD66c
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4680
Identifiant du gène	4680
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-320 du CEACAM6 humain (NP_002474.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40199
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace