


Lapin Anti-Humain Ceacam6 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P40199

Numéro d'article: CM0004281



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CEACAM6 humain (CD66c), une molécule d'adhésion cellulaire ancrée au GPI de 37 kDa exprimée dans les neutrophiles et les cellules tumorales. Convient pour les applications de cytométrie en flux (FC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CEACAM6 mAb
Remarques/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4680
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-320 du CEACAM6 humain (NP_002474.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P40199
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace